



STATION MURALE AVEC OTOSCOPE, OPHTALMOSCOPE ET DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS

Ref. W1.336.114

LUXAMED®



18/08/2026 11:55:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STATION MURALE AVEC OTOSCOPE, OPHTALMOSCOPE ET DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS

LUXAMED®Ref. W1.336.114

Station murale avec otoscope, ophtalmoscope et distributeur de spéculums

Description

Station murale de diagnostic

Une solution pratique et ergonomique, conçue pour répondre aux besoins des hôpitaux, cliniques et cabinets privés

Caractéristiques principales :

- **Distributeurs de spéculums refermable** avec couvercle, d'une capacité allant jusqu'à 30 spéculums par module
- **Alimentation électrique universelle** (220 V / 110 V) avec **câble secteur et adaptateur EU/GB/US inclus**.
- **Arrêt automatique** après 3 minutes d'inactivité
- **Variateur de luminosité intégré**, réglable par une simple pression prolongée sur le bouton

Versions disponibles :

- Station murale avec otoscope et distributeur de spéculums*
- Station murale avec un manche sans tête

*Spéculums non inclus avec le distributeur

STATION MURALE AVEC OTOSCOPE, OPHTALMOSCOPE ET DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS

LUXAMED®Ref. W1.336.114

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4260381965008	Code douanier	940549400
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES