

STATION MURALE AVEC UN MANCHE SANS TÊTE

Ref. W9.316.114

LUXAMED®



18/08/2026 13:27:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STATION MURALE AVEC UN MANCHE SANS TÊTE

LUXAMED®**Ref. W9.316.114**

Station murale avec un manche sans tête

Description

Station murale de diagnostic

Une solution pratique, ergonomique et parfaitement adaptée aux besoins des **hôpitaux, cliniques et cabinets privés**

Caractéristiques principales :

- **Alimentation électrique universelle** (220 V / 110 V) avec câble secteur et adaptateur **EU/GB/US inclus**
- **Arrêt automatique** après 3 minutes d'inactivité
- **Variateur de luminosité** par simple pression prolongée sur le bouton

Versions disponibles :

- Station murale avec otoscope, ophtalmoscope et distributeur de spéculums*
- Station murale avec otoscope et distributeur de spéculums*

*les spéculums ne sont pas inclus avec le distributeur

A noter :

Le dispositif est proposé **uniquement avec le manche**. Il doit être complété par une tête **d'otoscope, de dermatoscope ou d'ophtalmoscope**

STATION MURALE AVEC UN MANCHE SANS TÊTE

LUXAMED®Ref. W9.316.114

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4260381965022	Code douanier	940549400
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES