

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507421



CE



21/08/2026 00:10:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507421



Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Description

Le stéthoscope DUAL PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

Disponible en Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon (jusqu'à épuisement), Gris Alizé(jusqu'à épuisement)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009205	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.237

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Azur	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---