

MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V MEDIUM LUXAMED®

Ref. E1.417.012



MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V MEDIUM LUXAMED®

Ref. E1.417.012

Les laryngoscopes LUXAMED®, la qualité pour toute application

Description

Les laryngoscopes sont utilisés pour réaliser des intubations dans le cadre d'interventions chirurgicales., d'urgences respiratoires ou de réanimation. Ils sont aussi utilisés dans un but thérapeutique pour réaliser des laryngoscopies.

Le manche du laryngoscope LUXAMED® est la pièce maîtresse. La qualité de son éclairage et sa longévité en font une pièce remarquable.

Ils sont faciles à nettoyer car lisses et possèdent des rainures horizontales pour une meilleure préhension.

Ils sont proposés avec des lames de type Macintosh, Miller, et McCoy aux tailles différentes.

Laryngoscope F.O. manche medium 2.5V LED

- manche de taille medium
- Diamètre: 30mm
- Longueur: 142mm
- 2.5V
- technologie LED
- Manche en acier inoxydable
- Surface plane et rainures horizontales pour une meilleure hygiène et prise en main.
- Changement de lampe simple et rapide
- Autoclavable jusqu'à 134° (sans lampe ni batteries)
- Manche conforme au norme ISO 7376 (standard eco-responsable)
- 2 piles alcalines (C/ LR14) incluses

MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V MEDIUM LUXAMED®

Ref. E1.417.012

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	4260381960348	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES