

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570650



Description

Montre infirmière, pour un look parfait avec le tensiomètre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement à la blouse
- Système «Stop & Go» pour économiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570650



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446029524	Code douanier	91021100
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.064

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Corail	Unité emballée / Quantité	1
----------	--------	---------------------------	---