


## BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Ref. 337843



01/09/2026 00:44:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

**Ref. 337843**



## Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopoles Spengler Clinic  
 Taille XS, S, M, L  
 Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

## Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
| Code barre      | 3700446026943 | Code douanier      | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6             | Pays               | France     |

### MESURES

|                                |    |                               |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.125 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|