

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L

Ref. BCFLOV10

CA-MI



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L



Ref. BCFLOV10

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Description

Aspirateur à mucosités Ca-mi New Askir 20 - Flacon/Sachet usage unique FLOVAC®, 1 L
Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.
Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie.

- Composé de : Aspirateur New Askir 20 + Kit Flovac 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1 Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)
- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 60, 5 dBA
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu
- Poids : 2,5 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW
ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L****CA-MI**Ref. BCFLOV10**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040200019	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.5
Unité nue / Poids (kg)	2.5		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MINEW
ASKIR 20 FLACON/SACHET UU FLOVAC 1L**Ref. BCFLOV10**Composition**

Ref	Désignation	Quantité
BCASPI99	Poche FLOVAC UU 1L Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848	1
BCASPI164	Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac	1
BCASPI102	Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843	1
BCASPI504	Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités	1
BCASPI06	Aspirateur Mucosité CAMI-NewAskir 20- Bocal 1 L Autoclavable/Polycarb	1
BCASPI111	Set tubes Ø6X10mm+connecteurs Flovac ASKIR 20/30/230/ASPIRET	1