

GEL DE CONTACT TRANSPARENT, FLACON DE 1 L

Ref. CGGEL03



CE



GEL DE CONTACT TRANSPARENT, FLACON DE 1 L

Ref. [CGGEL03](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	8023279332759	Code douanier	30067000
Pays	Turquie		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	6.5
Unité emballée / Longueur (cm)	9	Unité nue / Longueur (cm)	27
Unité emballée / Poids (kg)	1.016	Unité nue / Poids (kg)	1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		