

BRASSARD POUR MOBI (M À XL) SPENGLER

Ref. 513714



BRASSARD POUR MOBI (M À XL)

SPENGLER

Ref. 513714



Description

Pièce détachée :

- De couleur grise
- Les brassards disposent d'une entrée universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les matériaux sélectionnés améliorent le nettoyage et la durabilité
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilité dégagée de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- M (bras d'une circonférence de 25 à 34 cm)
- L (bras d'une circonférence de 32 à 42 cm)
- XL (bras d'une circonférence de 40 à 55 cm)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028039	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.337

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1	Taille Américaine (XXS - XXL)	XL
---------------------------	---	-------------------------------	----