


MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM

Ref. M05-320-260



CE



13/09/2026 02:21:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM



Ref. M05-320-260

Marteau à réflexes BABINSKI Spengler - tête avec deux positions possibles

Description

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Existe en coloris bleu (M05-320-260), noir (M05-320-250) et rouge (M05-320-280)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446010669	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	60	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.089	Unité nue / Poids (kg)	0.089

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---