

6 POIRES SPENGLER NOIRES+ROBINET MÉTAL VAQUEZ LAUBRY CLASSIC

Ref. 311014



Description

Kit de 6 poires noires pour tensiomètres Vaquez-Laubry Classic, Vaquez-Laubry Nano, Vaquez-Laubry Nano et Maxi+2/3

18/09/2026 01:11:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**6 POIRES SPENGLER NOIRES+ROBINET
MÉTAL VAQUEZ LAUBRY CLASSIC****Ref. 311014****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446026950	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---