

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN
CLASSIC / COTON**

Ref. 332012



CE



23/09/2026 00:57:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332012

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
 Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
 Marquages normalisés.
 Lavable à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028480	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.21
Unité nue / Poids (kg)	0.21		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---