

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN
CLASSIC / COTON**

Ref. 332049



CE



22/09/2026 23:00:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN
CLASSIC / COTON****Ref. 332049**

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
Marquages normalisés.
Lavable à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446008772	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	0.034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---