

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GBDMS101

DDM



CE



29/09/2026 02:21:53 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GBDMS101



Les brassards droits monobloc à une poche et avec sangle!

Description

Ces brassards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme droite avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Brassard nourrisson	tubulure blanche	3.5	29	38
• Brassard enfant	tubulure rose	4.5	35	48
• Brassard petit adulte	tubulure parme	6	46	61
• Brassard adulte	tubulure bleu-ciel	8	46	67

Les brassards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

**BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE
AVEC SANGLE POUR GARROT DDM**

Ref. GBDMS101

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468208877	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES