

CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. **GCDMS104**



le cuissard droit monobloc à 1 poche et avec sangle!

Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme droite avec une seule poche, ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

			A	B	C
• Cuissard petit adulte (<i>GCDMS103</i>)	tubulure jaune	8	76	97	
• Cuissard adulte (<i>GCDMS104</i>)	tubulure violette	10	62	76	
• Cuissard adulte L (<i>GCDMS105</i>)	tubulure vert	10	76	90	
• Cuissard adulte XL (<i>GCDMS106</i>)	tubulure grise	10	82	100	
• Cuissard adulte XXL (<i>GCDMS107</i>)	tubulure rouge	10	107	122	

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

**CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE
AVEC SANGLE POUR GARROT DDM**

Ref. GCDMS104

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468208907	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES