

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER04_R

EMERGENCY'S™



28/09/2026 23:37:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER04_R

EMERGENCY'S™

Sac conçu pour transporter le matériel sanitaire lié à l'oxygénothérapie

Description

- Subdivision interne en deux hauteurs :
 - . haut plateau amovible avec séparateurs réglables
 - . partie inférieure avec trois séparateurs, pour ranger la bouteille d'oxygène, et une poche en filet dans le volet
- Il dispose également de 3 poches extérieures, dont une frontale avec une subdivision interne avec des poches supplémentaires et des bandes élastiques.
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Poches supérieure transparente
- Peut contenir une bouteille à oxygène de 3 L
- Dimensions : 63 x 22.5 x 24 cm, capacité 28 l
- Dimensions intérieures : 52 x 20 x 20 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.89kg
- Coloris Rouge ou Bleu
- Vendu vide

 28/09/2026 23:37:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER04_R

EMERGENCY'S™

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040001173	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité nue / Largeur (cm)	24
Unité emballée / Hauteur (cm)	24	Unité nue / Hauteur (cm)	22.5
Unité emballée / Longueur (cm)	55	Unité nue / Longueur (cm)	63
Unité emballée / Poids (kg)	1.9	Unité nue / Poids (kg)	1.89

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---