

TABOURET HOLTEX RÉGLABLE 5 ROULETTES PIED PLASTIQUE

Ref. OS007_N



28/09/2026 23:59:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TABOURET HOLTEX RÉGLABLE 5 ROULETTES PIED PLASTIQUE



Ref. [OS007_N](#)

Tabouret base plastique (assise 3,5 cm)

Description

- Assise $\varnothing$: 43 cm, rembourrée en mousse très haute densité (30 kg / m³)
- Assise ignifugée (classement résistance au feu M1)
- Axe, tube $\varnothing$: 5,5 cm en inox
- Piètement en plastique noir à 5 branches $\varnothing$: 58 cm, très stable avec roulettes doubles
- Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz
- Variation de la hauteur de 53 à 70 cm
- Charge maximum : 150kg

Tabouret assorti au divan OSA003 (plusieurs couleurs disponibles pour les deux modèles)

- Existe en Noir (OS007_N) et Lavande (ref: OS007_L)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040162645	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	17	Unité emballée / Hauteur (cm)	42
Unité emballée / Longueur (cm)	41	Unité emballée / Poids (kg)	6.2
Unité nue / Poids (kg)	5.2		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---