

BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER

Ref. 522712



CE



29/09/2026 23:49:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER



Ref. 522712

Description

Brassard disponible en :

Adulte (M), nylon, velcro, noir (522711)

Adulte (L), nylon, noir (522712)

Enfant/petit adulte (S), nylon, noir (522713)

Guide des tailles :

- Le brassard L est adapté aux bras d'une circonférence de 33,3 à 51 cm
- Le brassard M est adapté aux bras d'une circonférence de 24,5 à 40 cm
- Le brassard S est adapté aux bras d'une circonférence de 18,4 à 26,7 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	06970384250114	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.118

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---