


BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Ref. 337845



05/10/2026 22:32:49 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Ref. 337845



Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopoles Spengler Clinic
 Taille XS, S, M, L
 Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028404	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---