

**DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 3.7 V
RECHARGEABLE USB - LUXAMED®**

LUXAMED®

Ref. C1.426.114



Rechargeable USB



07/10/2026 02:30:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. C1.426.114

Dermatoscope innovant en format de poche rechargeable via un port USB.*

Sans plaque de contact graduée.

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur, environ : 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et de l'ophtalmoscope Luxascope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation électrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V, incluse
- Inclus chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)
- Disponible en blanc (C1.426.914) et noir (C1.426.114)

**DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 3.7 V
RECHARGEABLE USB - LUXAMED®****LUXAMED®**Ref. C1.426.114**Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	04260381963431	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.16		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir
----------	------