

**BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN
CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER**

Ref. 334129



CE



07/10/2026 23:55:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER



Ref. 334129

Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
 Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446000011	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.11

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---