

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXL À XL, SPENGLER

Ref. 334191



CE



Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

07/10/2026 22:19:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER**Ref. 334191****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446025045	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.36

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---